


# La CFM Technology™ di Avance® Solo

La tecnologia **Controlled Fluid Management (CFM)** è una combinazione di flusso d'aria controllato, medicazione assorbente e canister distale che consente al sistema Avance® Solo NPWT di erogare una pressione negativa controllata e continua al letto della ferita drenando l'essudato dalla ferita alla medicazione e al canister distale da 50 ml<sup>1,2,3</sup>



## Uno studio condotto sulle prestazioni terapeutiche mostra:

A differenza dei sistemi senza canister, in cui è possibile che si verifichi l'interruzione della terapia quando la medicazione si satura, la combinazione del sistema Avance® Solo tra una medicazione multistrato e un canister distale assicura che **l'erogazione di un'efficace terapia a pressione negativa non sia compromessa dall'accumulo di fluidi**<sup>4</sup>.




Il sistema Avance Solo NPWT eroga pressione negativa al sito della ferita drenando l'essudato dalla ferita alla medicazione e al canister<sup>2</sup>.

**Il grafico mostra:**  
Ferita moderatamente essudante.

**Risultati:**  
I sistemi senza canister erogano terapia per 1,5 e 2,5 giorni, Avance Solo eroga fino all'interruzione della terapia

# Scopri di più su Mölnlycke® Avance® Solo

**Sistema a pressione negativa monouso,  
- senza compromessi**



Referenze: 1. Avance Solo CMM Data on file (ref 18). 2. Avance Solo CMM Data on file (ref 10). 3. Avance Solo CMM Data on file (ref 23). 4. Avance Solo CMM Data on file (ref 25).

**Per saperne di più visita il sito [www.molnlycke.it](http://www.molnlycke.it)**

Mölnlycke Health Care, Via Marsala 40/C, Gallarate(VA), Italia. Phone + 49 0331714011. I marchi, i nomi e i loghi Mölnlycke Avance e Safetac sono registrati globalmente da una o più società del gruppo Mölnlycke Health Care. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Tutti i diritti riservati.

  
**Mölnlycke®**